



#080

3 FORMAS DE FRATURA dos mini-implantes



FRATURA DO MINI-IMPLANTE

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY

FRATURA DO MINI-IMPLANTE

1. FALTA DE PERFURAÇÃO PRÉVIA

DA CORTICAL

SÉRGIO CURY

2. EXCESSO DE FORÇA (25N)

3. MUDANÇA DE EIXO DURANTE A

INSERÇÃO

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY



1 **Falta de descorticalização**

(PERFURAÇÃO PRÉVIA
DA CORTICAL
COM A LANÇA)

SÉRGIO CURY SÉRGIO CURY



2 Torque de inserção excedido (25 N)

SÉRGIO CURY



3 Mudança no eixo De inserção durante a instalação

SÉRGIO CURY

SÉRGIO CURY

